



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



Lohmann & Rauscher



*Cega International Traders
S.A. forma parte del grupo
corporativo CEGACORP*

*Con más de 20 de años de experiencia en el
mercado ecuatoriano en importación y
comercialización de insumos médicos,
acreditados con certificación ISO.*



*Somos distribuidores máster de productos
de la marca **Lohmann & Rauscher** en todo
el Ecuador.*

A close-up photograph of a person's arm and hand. The person is wearing a light-colored, possibly beige, long-sleeved shirt. They are applying a white adhesive bandage to their forearm. The background is blurred, showing a dark surface.

CUIDADO AVANZADO DE HERIDAS

• DEBRISOFT

Método indoloro.

Remueve detritos rápidamente y efectivamente.

Las fibras absorben y retienen las costras y queratosis desprendidas de la herida.

La caspa y la queratosis se eliminan con mucha facilidad, incluso de la piel circundante.

Resultados rápidos y visibles

Composición:

100 % poliéster, sin blanquear

100 % poliacrílico

Caja de 5 unidades: **10x10cm**



SUPRASORB A PRO •

Apósito de alginato de calcio

Promueve la **cicatrización** de las heridas y ofrece un **alto grado de confort** debido a su **estructura suave**.

- **Se adapta** a cualquier tipo de lecho de herida
- **Garantiza** ambiente húmedo a la herida.



Caja de 5 unidades **10x10cm**

SUPRASORB A + AG •

**Apósito de alginato de calcio
antimicrobiano y plata**

**Para heridas infectadas o en
riesgo de infección**

Composición:

**Fibra de alginato de calcio,
fibras de alginato de plata
(plata iónica 1,5%)**

**Garantiza la limpieza de la heridas
y reducción de carga de gérmenes
incluso a SARM y ERV.**

**Eficaz para heridas con exudación
intensa e infectadas o
peligro de infección.**

**Apósito que se adapta a
heridas profundas o superficiales.**

10x10cm: Caja de 10 unidades

10x20cm: Caja de 5 unidades



- **SUPRASORB H**

Apósito hidrocoloide para heridas

Optima curación de la herida gracias a un excelente tratamiento del exudado

Alto confort gracias a su sencilla aplicación

Fino y flexible

Repele fluidos

Composición:

Poliuretano, gel hidrocoloide y capa de papel desprendible.



• **SUPRASORB H**



DELGADO

Caja de 10 unidades: 5x20cm, 10x10cm

Caja de 5 unidades: 15x15cm, 20x20cm

STANDARD

Caja de 10 unidades: 10x10cm

Caja de 5 unidades: 15x15cm, 20x20cm

• **SUPRASORB® X + PHMB**

Apósito HidroBalance antimicrobiano

Para heridas con exudación leve o moderada que presentan riesgo de infección o están infectadas.

- **Eficacia antimicrobiana rápida y amplia** incluyendo MRSA y VRE
- **Efecto de hydrobalance único** (controla la humedad)
- **Reducción del dolor**
- **Estructura suave y flexible**



Caja de 5 unidades: 5x5cm
9x9cm
14x20cm
2x21cm

• **VLIWAKTIV + AG**

Apósito de carbón activado con Plata

- **Absorbe olores de la herida**
- **Efecto antimicrobiano fiable en el apósito para heridas, incluso para la SARM y ERV**
- **Retiene eficazmente endotoxinas**
- **Capacidad de absorción adicional y tejido de protección**
- **No corte o rasgue**

Caja de 10 unidades

FINO: 10x10 cm
GRUESO: 10x10 cm
GRUESO: 10x20 cm



Apósito de curación ancho

Indicada para la **aplicación de apósitos**
para heridas sobre un **área completa**
principalmente en **cuidados postoperatorios**

Asegura drenajes y tubuladura

Estirable, permeable al vapor de agua
con **buena adhesión a la piel**

COMPOSICIÓN

Libre de latex

- Tela no tejida, 100% poliéster
- Adhesivo acrílico
- Papel desprendible, blanco



Caja de 24 unidades: 15cmx10mts



INMOBILIZACIÓN DE HERIDAS

Venda de malla tubular

**Diseñado para ofrecer soporte y fijación
en diversas aplicaciones médicas.**

**Su diseño permite una buena
ventilación, reduciendo la
acumulación de humedad
y manteniendo la piel seca**

**Es de material elástico
Flexible
Transpirable
Versátil**

Composición:

71% poliamida

29% elastodieno (caucho natural)





MEDIDAS DISPONÍBLES

Caja de 66 unidades **Dedo**

Caja de 20 unidades **Mano - Pie**

Caja de 16 unidades **Cabeza - Pierna - Mano**

Caja de 16 unidades **Tronco Pequeño**

Caja de 12 unidades **Tronco grande - Cadera - Axila**

• CURAPOR TRANSPARENT

Aposito quirúrgico

Apto para **cubrir heridas al ducharse y nadar**

Libre de **colofonia y derivados** de colofonia

- **Adhesión segura, ajuste preciso**
- **Riesgo reducido de adhesión a la herida.**
- **También adecuado para piel sensible.**

Composición

100 % poliuretano, adhesivo
de poliacrilato inocuo para la piel

Caja de 5 unidades
6x5 cm



• LOMATUELL H

Apósito de gasa parafinada, hidrofóbico

Cubierto por ambos lados con **papel glassine**, para el tratamiento suave de **heridas superficiales**.

- Permite un cambio de apósitos atraumático
 - Garantiza un período de reposo de la herida
 - Favorece el proceso natural de cicatrización.
- El producto se puede cortar a medida.

Composición

Tul de malla saturado con vaselina blanca y cubierto por ambos lados con papel glassine

Caja de 10 unidades

10 x 20 cm - 10 x 30 cm

Caja de 50 unidades

10 x 10 cm



CELLONA UNDERCAST PADDING •

Acolchado utilizado debajo de las vendas de yeso o de fibra de vidrio en la **inmovilización de fracturas**

Suave, ligero y **no irritante** para la piel.

Composición

Fabricado principalmente de poliéster

Caja de 48 unidades: 4" 10cm x 2.7 mts

Caja de 36 unidades: 6" 15 cm x 2.7 mts

Caja de 24 unidades: 8" 20cm x 2.7 mts



Venda enyesada lista para la inmersión

Concebidas para la **creación de vendajes**
de yeso de inmovilización de partes
del cuerpo **después de lesiones y fracturas**
así como para la **preparación de férulas**
y **refuerzos** para vendas circulares de yeso.

Composición

Mezcla de gasa hidrófila
de algodón revestida de
hemihidrato de sulfato de calcio α y β



Caja de 60 unidades

4" 10 cm x 2,7 mts

6" 15 cm x 2,7 mts

Caja de 36 unidades

8" 20cm x 2,7 mts

MOLLELAST® HAFT •

Vendaje cohesivo para fijar

- Micro revestimiento sintético
 - Buena cohesión
- **Alto poder** de adhesión
para unafijación segura
- Permeable al aire, inocuo para la piel.
- Se puede recortar según necesario con orillos estables, evitan el deshilachamiento

Composición

66 % viscosa, 34 % poliamida
Cubierta con adhesivo (microfina)
de caucho natural (látex)

Caja de 1 unidad

4 mts x 4 mts
8 cm x 4 mts
12 cm x 4 mts
8 cm x 4 mts



ROSIDAL K •

Venda de corta elasticidad, no estéril

Alta compresión para las extremidades
en flebología y terapia linfática.

El producto contiene 2 clips
de venda de color piel.

Compoisición

Algodón, poliuretano y
poliamida adhesiva.



Caja de 1 unidad

6 cm x 6 cm
8 cm x 5 m
10 cm x 5 m
12 cm x 5 m

Venda con pasta de Zinc

Elástica a lo largo y ancho
Tracción corta

Apta para Unna Boot. Varicex® F

Composición

Óxido de zinc, gelatina, cloruro de calcio
glicerol, agua.

La pasta de zinc también contiene
los conservantes 4-hidroxibenzoato
de propilo y 4- hidroxibenzoato de metilo
así como sustancias aromáticas.

Caja de 10 unidades

10 cm x 10 cm



CELLACAST XTRA •

Vendaje de yeso rígido

Textil de fibra de vidrio

Tiempo de fraguado 2,5 - 5 min después
de haber sido activado con agua

Permeable al aire y a los rayos X

Composición

Malla de fibra de vidrio impregnada
con resina de poliuretano

Caja de 10 piezas

5 cm x 3,6 mt (crema)

7,5 cm x 3,6 mt (crema)

10 cm x 3,6 mt

10,5 cm x 3,6 mt

